

Änderungshistorie diaLIMS Release 2025.1c1

Release-Zeitraum: 20.12.2024 – 07.02.2025

Anzahl gelisteter Änderungen: 7

Aktivitäten

- | | | |
|---------------|--------|---|
| Erweiterungen | #30607 | Offene Aktivitäten des angemeldeten Benutzers können nun nach der Anmeldung an der <i>diaLIMS Desktop App</i> automatisch angezeigt werden. (v25r1c1) |
|---------------|--------|---|

Allgemeine Funktionen

- | | | |
|------------------|--------|---|
| Erweiterungen | #30740 | Die "Angemeldet bleiben"-Funktion steht nun auch im <i>diaLIMS-Portal</i> sowie in der <i>diaLIMS Web App</i> zur Verfügung. (v25r1c1) |
| Fehlerbehebungen | #31228 | <u>Behoben:</u> <ul style="list-style-type: none">• Projekte, die an Kunden erstellt wurden, wurden nach dem Schließen der Module nicht aus dem Speicher entfernt.• Das Feld "Status" konnte nicht via "UpdateObject"-Benutzerbedingungen gesteuert werden.• Stichwort-Zuordnungen konnten nicht via "UpdateObject"-Benutzerbedingungen gesteuert werden.• Proben konnten u. U. nicht über die Probenplanung angelegt werden.• Bei der Berechnung des Gewinns an Vorgängen, wurden Positionen, deren Preis nicht berechnet und ausgewiesen werden soll, nicht aus der Berechnung ausgeschlossen.• Chargen wurden nach dem Schließen der Module u. U. nicht aus dem Speicher entfernt.• Prüfmittelkosten konnten nicht mehrere Dokumente (auf der Seite <i>Historie</i> im Modul <i>Prüfmittel</i>) zugeordnet werden.• Numerische Werte konnten u. U. nicht aus der Zwischenablage eingefügt werden.• Die Vorschau für Bildergebnisse wurde u. U. nicht umgehend angezeigt.• Nach dem Zurücksetzen des Tabellenfilters im Modul <i>Ergebniserfassung</i> wurden im Reiter <i>Ergebnistabelle</i> u. U. zu viele Zeilen angezeigt.• Beim Erstellen von Chargen oder Fertigungsaufträgen aus mehreren Rezepturen, musste die Produktionsmenge für jede ausgewählte Rezeptur einzeln eingegeben werden.• Änderungen an sehr vielen Proben (ab 1400) konnten nicht in einem Rutsch gespeichert werden. <u>Optimiert:</u> <ul style="list-style-type: none">• Das Löschen und Wiederherstellen von Datensätzen mit dem Feld "Ordnung" wurde optimiert.• Einheiten, die systemweit genutzt werden, werden nun im Speicher vorgehalten. (v24r5c2, v25r1c1) |
| | #31345 | <u>Behoben:</u> <ul style="list-style-type: none">• Beim Speichern von Änderungen kam es u. U. zu einer kryptischen Fehlermeldung ("<i>Illegal pop() with non-matching JdbcValuesSourceProcessingState</i>")• Probenergebnissen an Prüfmittelproben konnten nicht fehlerfrei fertiggestellt werden. (v25r1c1) |

Middleware - App, diaLIMS-API

- | | | |
|---------------|--------|--|
| Erweiterungen | #31072 | <u>Framework/API:</u> Der Filter für die Server-seitige Bestimmung des Probenehmers für die <i>Probenahme-App</i> kann nun individuell angepasst werden. (v25r1c1) |
|---------------|--------|--|

Oberflächenelemente

- | | | |
|---------------|--------|--|
| Erweiterungen | #31142 | <u>Framework/API:</u> Die Funktion "Neues PDF-Dokument erzeugen" kann nun kundenindividuell für <i>Prüfberichte</i> und <i>Vorlagen</i> zur Verfügung gestellt werden. (v25r1c1) |
|---------------|--------|--|

diaLIMS-Datenbank

- | | | |
|------------------|--------|--|
| Fehlerbehebungen | #31256 | <u>Optimiert:</u> Die Startzeit der <i>diaLIMS Desktop App</i> wurde beschleunigt. (v25r1c1) |
|------------------|--------|--|