

Änderungshistorie diaLIMS Release 2024.5

Release-Zeitraum: 22.05.2024 – 25.06.2024

Anzahl gelisteter Änderungen: 9

SOPs und Verfahren

- | | | |
|---------------|--------|---|
| Erweiterungen | #28861 | <ul style="list-style-type: none">Die Datei des Dokuments an einer <i>SOP</i> kann nun in den Reitern <i>SOPs</i> über eine Schaltfläche oder ein Doppelklick auf die Spalte "SOP→ Dokument" geöffnet werden.Zu einer <i>Analyse/Methode</i> kann nun bei Bedarf (schaltbar) das Dokument der zugeordneten <i>SOP</i> statt der Analysevorschrift geöffnet werden. (v24r5) |
|---------------|--------|---|

Dokumente

- | | | |
|---------------|--------|---|
| Erweiterungen | #29004 | <ul style="list-style-type: none">An <i>Dokumenten</i> können nun <i>Aktivitäten</i> gepflegt werden.An <i>Dokumenten</i> kann nun anhand von zugeordneten <i>Aktivitäten</i> bei der Fertigstellung ein Freigabeprotokoll erstellt werden.Es steht ein neuer vordefinierter Makro-Aufruf zur Verfügung, mit dem geprüft werden kann, ob an einem Datensatz alle Aktivitäten fertiggestellt sind. <p><u>Behoben:</u> Beim Löschen von modifizierten Datensätzen wurde u. U. eine Speichern-Nachfrage eingeblendet.</p> <p><u>Framework/API:</u> Code-Snippets können nun für vordefinierte Makro-Aufrufe vorgegeben werden. (v24r5)</p> |
|---------------|--------|---|

Berichte

- | | | |
|------------------|--------|--|
| Fehlerbehebungen | #29725 | <p><u>Behoben:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Bilder wurden u. U. in 10-facher Größe in Berichte eingefügt.Bilder konnten nicht dynamisch in die Fußzeile von Word-Berichten eingefügt werden. (v24r5) |
|------------------|--------|--|

Rezepturen

- | | | |
|------------------|--------|---|
| Erweiterungen | #30322 | <p>Formeln an <i>Rezeptureigenschaften</i> können nun bei jeder Änderung von <i>Rezepturbestandteilen</i> automatisch berechnet werden.</p> <p><u>Behoben:</u> Das Produkt eines <i>Rezepturbestandteils</i> konnte nicht geändert werden, solange Varianten für die Basisrezeptur existiert haben. (v24r5)</p> |
| Fehlerbehebungen | #30287 | <p><u>Optimiert:</u> Das Verschieben von Rezepturbestandteilen wurde beschleunigt. (v24r5)</p> |

Messserien

- | | | |
|------------------|--------|---|
| Fehlerbehebungen | #30493 | <p><u>Optimiert:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Das Verschieben von Proben zwischen Mess-Tray-Positionen wurde beschleunigt.Die Speichervorgänge wurden optimiert, sodass nun Änderungen noch schneller gespeichert werden können. <p><u>Behoben:</u> Probenergebnisse konnten nicht parallel eingegeben werden, ohne die Probe neuzuladen, wenn der Probe eine Messserie zugeordnet war. (v24r5)</p> |
|------------------|--------|---|

Makros

- | | | |
|---------------|--------|---|
| Erweiterungen | #30497 | <p>An Makros kann nun ein <i>Kontext</i> für die Verwendung gepflegt werden. (Ersetzt den Schalter <i>Modulmakro</i>) (v24r5)</p> |
|---------------|--------|---|

Allgemeine Funktionen

Erweiterungen	#30611	<u>Behoben:</u> • <i>Produkt-Analyse-Zuordnungen</i> konnten nicht mit Audit-Trail protokolliert werden. • <i>Prüfberichte</i> konnten in dem gleichnamigen Modul nicht immer gespeichert werden. • Beim ersten Speichern von Änderungen in einem Modul wurde u. U. ein irreführender Hinweis angezeigt. • Beim Einfügen von formatierten Inhalten aus der Zwischenablage wurden diese nicht immer korrekt umgewandelt. Es wurden u. U. keine Tabulator-Zeichen eingefügt. • Beim Einfügen von formatierten Inhalten in eine Tabellenzelle wurde die Formatierung u. U. nicht übernommen. • Beim Kopieren aus einer Tabellenzelle oder Tabellenzeile wurden falsch formatierte Inhalte in die Zwischenablage abgelegt. • Die Felder auf folgenden Seiten wurden z. T. nur dann gespeichert, wenn die Schaltfläche "Übernehmen" betätigt wurde: - <i>Optionen→Module→Analysen/Methoden→Eigenschaftengrenzwerte</i> - <i>Optionen→Module→Proben→Grenzwerte</i> - <i>Optionen→Module→Proben→Korrekturfaktoren</i> Diese Schaltfläche wurde nun entfernt, die Änderungen können direkt über die Schaltfläche "Speichern" gespeichert werden. (v24r5)
---------------	--------	---

Prüfberichte

Fehlerbehebungen	#30642	<u>Behoben:</u> Mehrere Prüfberichte konnten nicht in einem Rutsch signiert werden, wenn die Signaturdatei direkt an dem Benutzer hinterlegt wurde. (v24r5)
------------------	--------	--